



NICU & Maternity Care Produktkatalog 2025

Medela Sverige

Innehållsförteckning

Bröstpumpar	Sida 3
Calesca	Sida 4
Uppsamling och matning	Sida 5
Pumpset med PersonalFit PLUS	Sida 7
Brösttrattar PersonalFit PLUS	Sida 8
Övriga amningsprodukter	Sida 9
Speciella matningshjälpmedel	Sida 12

Medelas flaskor är tillverkade av polypropylen och är BPA-fria.
Polypropylen är det säkraste plastmaterialet för förvaring av bröstmjölk.

Vi hjälper dig gärna!

Medela Medical AB
Box 280
183 23 Täby
Tfn 08-588 03 200

order@medela.se
www.medela.se

633.0042/2025.02.14/28.KB.ML

Bröstpumpar

024.0102 **Symphony bröstpump med programkort PLUS**

Symphony är avsedd att användas för enkel- eller dubbelpumpning. Erbjuder en lösning för alla mammor, med för tidigt födda eller fullgångna barn, som behöver pumpa för att få igång, bygga upp och upprätthålla sin mjölkproduktion.

Symphony består av:

Pumpenhet, elkabel, flaskhållare, kortskydd, bruksanvisning, programkort Symphony PLUS

3 års garanti.



600.0832 **Stativ till Symphony**

Med fyra hjul varav två låsbara.



200.9193 **Symphony PLUS programkort**

Erbjuder en lösning för alla mammor, med för tidigt födda eller fullgångna barn, som behöver pumpa för att få igång, bygga upp och upprätthålla sin mjölkproduktion. Symphony PLUS innehåller två program; INITIERA och UPPRÄTTHÅLL.



600.0816 **Kortskydd till Symphony**



810.0552 **Flaskhållare till Symphony**



600.7073 **Väska till Symphony**



600.0863 **Membranenhet till Symphony, 2 st.**



099.0011 **Nätkabel till Symphony**



928.1017 **Kabel 12 V till Symphony**



101041155 **Harmony, manuell bröstpump, 10-p**


Manuell bröstpump med PersonalFit Flex brösttratt. Med 2-Phase Expression, för tillfällig användning. Pumpdelarna kan diskas i diskmaskin.

6 månaders garanti.



099.0260 **Fjädringsmembran med O-ring**

Passar till Harmony (sitter i handtag).



Calesca mjölkvärmare för sjukhusbruk

020.0000 Calesca

- Calesca är en enhet för uppvärmning/upptining av bröstmjolk.
- Calesca värmer varsamt upp bröstmjölken till matningstemperatur.
- Säkrare hantering än vid uppvärmning i vattenbad eftersom Calescas system fungerar med torr uppvärmning av varmluft.
- Enheten har ett läge som gör att det går snabbt att tina upp bröstmjolk.
- Endygnssatserna reducerar smittorisken och gör det enkelt att rengöra enheten.

2 års garanti



020.0002 Insats till Calesca, 100 st.

Endygnssatser för hygienisk användning.
4x25-pk



020.0001 Adapter till Calesca

För montering av Calesca på skena/droppställning.



Uppsamling och matning

200.2957 Engångsflaska 80 ml, 480 st.

Flaska med lock.
12x40-p.

**200.2956 Engångsflaska 150 ml, 320 st.**

Flaska med lock.
8x40-p.

**200.4802 Engångsflaska 250 ml, 160 st.**

Flaska med lock.
4x40-p.

**200.2110 Colostrumbehållare 35 ml, 100 st.**

Flaska med lock, för engångsbruk.
50x2-p.

**008.0276 Endygnspumpset 24 mm, 30-p**

PersonalFit brösttratt 24 mm, anslutningsdel,
ventilmembran, membran-hatt med skyddsmembran
samt slang.

008.0277 Endygnspumpset 27 mm, 30-p

PersonalFit brösttratt 27 mm, anslutningsdel,
ventilmembran, membran-hatt med skyddsmembran
samt slang.

008.0278 Endygnspumpset 30 mm, 30-p

PersonalFit brösttratt 30 mm, anslutningsdel,
ventilmembran, membran-hatt med skyddsmembran
samt slang.



Uppsamling och matning

101047217 Flaska 80 ml, 25 st.

Passar till samtliga matnings- och pumpningstillbehör.
Med gradering.

**008.0074 Flaska med lock 150 ml, 15 st.**

Passar till alla matnings- och pumpstillbehör.
Med låsring och napplocksinlägg.
5x3-p

**008.0075 Flaska med lock 250 ml, 10 st.**

Passar till alla matnings- och pumpstillbehör.
Med låsring och napplocksinlägg.
5x2-p

**008.0119 Napp S, 0-3 mån, 25-p**

Silikonnapp med långsamt flöde.

008.0120 Napp M, 3-6 mån, 25-p

Silikonnapp med medelflöde.

**008.0128 Calma flasknapp med flaska 150 ml, 10-p**

Flasknapp för utpumpad mjölk samt
en flaska 150 ml och ett flerk Funktionslock.

**008.0143 Calma solitaire flasknapp, 10-p**

Flasknapp för utpumpad mjölk.
Passar alla Medela uppsamlingsflaskor.

**800.0627 Låsring, 25-p****008.0475 Lock, 25-p**

Pumpset med PersonalFit PLUS

008.0465**Pumpset till Symphony med PersonalFit PLUS, 25-p**

Består av:
PersonalFit PLUS brösttratt 24 mm, anslutningsdel
med membran, flaska 80 ml, Symphony-hatt, silikon slang (105 cm)
samt lock.

**008.0473****Slang till Symphony, 25-p**

Silikon slang. Passar till pumpset med PersonalFit PLUS.

**008.0466****Anslutningsdel med membran, 25-p**

Passar till pumpset med PersonalFit PLUS.

**008.0472****Membran, 25-p**

Passar till pumpset med PersonalFit PLUS.

**008.0474****Symphony-hatt, 25-p**

Passar till pumpset med PersonalFit PLUS.



Bröstrattar PersonalFit PLUS

008.0467 PersonalFit PLUS bröstratt, 21 mm, S, 25-p
Passar till samtliga Medela bröstpumpar utom hands-free.



008.0468 PersonalFit PLUS bröstratt, 24 mm, M, 25-p
Passar till samtliga Medela bröstpumpar utom hands-free.



008.0469 PersonalFit PLUS bröstratt, 27 mm, L, 25-p
Passar till samtliga Medela bröstpumpar utom hands-free.



008.0470 PersonalFit PLUS bröstratt, 30 mm, XL, 25-p
Passar till samtliga Medela bröstpumpar utom hands-free.




008.0471 PersonalFit PLUS bröstratt, 36 mm, XXL, 25-p
Passar till samtliga Medela bröstpumpar utom hands-free.



Så här fungerar Medelas bröstrattsstorlekar

Pumpning ska inte göra ont. För största möjliga komfort och effektivitet vid pumpning erbjuder Medela bröstrattar i fem olika storlekar. Den här guiden är en utgångspunkt för att identifiera din optimala storlek med utgångspunkt från diametern på din bröstvårta.



Mät diametern
på bröstvårtan
(Ø mm)

Bröstratts-
storlekar
(Ø mm)

Upp till 17
21

Upp till 20
24

Upp till 23
27

Upp till 26
30

Upp till 32
36*

Steg 1

Använd en linjal eller ett måttband för att mäta diametern på din bröstvårta vid basen (över mitten) i millimeter (mm). **Vårtgården ska inte räknas in.**

Steg 2

Beräkna din Medela-bröstrattsstorlek med utgångspunkt från din mätning. Exempel: Om din bröstvårta mäter 16 mm i diameter är den rekommenderade Medela-bröstrattsstorleken 21 mm.

* PersonalFitFLEX™ är inte tillgänglig i storlek 36 mm

www.medela.se/storleksguide



Övriga amningsprodukter

800.0572	Contact amningsvårtskydd, S, 16 mm, 50-p
200.1688	Contact amningsvårtskydd, M, 20 mm, 50-p
800.0573	Contact amningsvårtskydd, L, 24 mm, 50-p




Välj rätt storlek på Contact

Mät bröstvårtan med en linjal:

Mät diametern på bröstvårtan (inte vartgård) med hjälp av bildguiden nedan.

- Om diametern på bröstvårtan är mindre än eller lika med 12 mm ska du välja en **(S)**
- Om diametern på bröstvårtan är mellan 13 och 16 mm ska du välja en **(M)**
- Om diametern på bröstvårtan är större än eller lika med 17 mm ska du välja en **(L)**



Bröstvårtans diameter

Storlek på Contact™ amningsvårtskydd



Exempel: Om bröstvårtan mäter 15 mm i diameter rekommenderas ett amningsvårtskydd i storlek **(M)**

101041338 Purelan lanolinkräm, 37g, 5-p

Ultrarent lanolin av medicinsk kvalitet för ömma och spruckna bröstvårtor samt andra torra hudområden. Dermatologiskt testat, hypoallergent och råmaterialet kommer från gårdar som inte praktiserar mulesing. 100 % naturligt lanolin.



101042096 Purelan lanolinkräm, 1 g, 500-p

Ultrarent lanolin av medicinsk kvalitet för ömma och spruckna bröstvårtor samt andra torra hudområden. Dermatologiskt testat, hypoallergent och råmaterialet kommer från gårdar som inte praktiserar mulesing. 100 % naturligt lanolin.

Färre antal kan beställas utan kostnad enligt överenskommelse.



101046683 Hydrogel Pads, 100-p

Geldyna som lindrar och stödjer läkningsprocessen av såriga bröstvårtor vid amning.



Övriga amningsprodukter

101044201

Bröstmjölksuppsamlare i silikon, 6-p

Amningshjälpmedel som gör det enkelt att ta vara på bröstmjölken och sätts på det ena bröstet medan barnet ammar från det andra. Dubbelt läckagesäker med silikonpropp och lock. Säker bas med sugplatta och clip-on-rem som minimerar spill och ger trygghet vid användning. Uppsamlaren rymmer upp till 100 ml bröstmjolk. Består av bröstmjölksuppsamlare, rem, silikonpropp, lock, bruksanvisning.



008.0238

Vårtformare, 2-p

Att användas vid plana eller indragna bröstvårtor. Med ett mjukt silikonmembran för bästa komfort.



008.0231

Vårtskydd, 2-p

Skyddar såriga eller spruckna bröstvårtor. Luften kan fritt cirkulera genom vårtskyddet. Med ett mjukt silikonmembran för bästa komfort.



101045877

Ultra-andningsbara amningsinlägg, engångs, 30-p

101045880

Ultra-andningsbara amningsinlägg, engångs, 60-p

101046469

Ultra-andningsbara amningsinlägg, engångs, 120-p

Extra tunna och supermjuka amningsinlägg med maximal uppsugningsförmåga. Kärna i tre lager absorberar 50 gånger sin egen vikt. Dermatologiskt testade och hypoallergena. Mjuka och flexibla läckageskydd som förhindrar sidoläckage. Bred klisterremsa som håller inlägget på plats. Individuellt förpackade för maximal hygien.



101046327

Easy Pour förvaringspåse för bröstmjolk, 25-p

101046334

Easy Pour förvaringspåse för bröstmjolk, 50-p

101046322

Easy Pour förvaringspåse för bröstmjolk, 100-p

Rymmer 210 ml. Påsar för förvaring, transport, frysning och uppvärmning av bröstmjolk. Engångsprodukt som är klar att användas.



008.0069

Quick Clean Rengöringspåsar för mikrovågsugn, 5-p

Påsar för ångsterilisering i mikrovågsugn. Varje påse kan användas 20 gånger.



Övriga amningsprodukter

200.0778**Demobröst**

För demonstration av bröstpumpar och handurmjolkning.



Utbildningsmaterial amning

Förslag på innehåll av produkter till utbildningsmaterial.

Kontakta din lokala Medela-representant för överenskommelse av innehåll samt pridförslag.

- Harmony manuell bröstpump
- Calma flasknapp
- Vårtskydd, 2-p
- SNS Tillmatningsset
- Contact amningsvårtskydd, M, 2-p
- Purelan engångsförpackning 1 g, 20 st.
- Demobröst
- Diverse posters med information



Speciella matningshjälpmedel

800.0507

Matningsbägare, 50 st.

Graderad matningsbägare, 35 ml.
5x10-p



101046066

SoftCup, 6-p

Skedmatning för spädbarn med sugsvårigheter. Lätt att reglera mjölkflödet.

Består av flaska 150 ml, lock, låsring, ventilplatta, två ventilmembran samt en matningssked i silikon.



101046040

SpecialNeeds, 6-p

För spädbarn med läpp-, käk-, gomspalt eller för nyfödda som har svårt att suga själva. Lätt att reglera mjölkflödet.

Består av flaska 150 ml, lock, låsring, ventilplatta, två ventilmembran samt en napp i silikon.



101046124

SpecialNeeds napp, 15 st.

En förpackning om tre nappar i silikon samt ett ventilmembran till SpecialNeeds-flaskan.
5x3-p



101043650

Tillmatningsset (SNS), 6-p

Kan användas av mödrar och föräldrar som vill komplettera mjölk vid bröstet och stödja icke-ammande mödrar och föräldrar inklusive adoptiv-, surrogat-, samkönade, transpersoner och icke-binära föräldrar för att skapa en upplevelse av amning/bröstmatning. Tillmatningssetet kan också användas för spädbarn som inte kan hålla vakuemet tillräckligt länge.


Består av 150 ml-behållare, lock, Twistlok-lock, Twistlok-slang, rengöringshjälpmedel, klämma, hållare, ring, ventil, bruksanvisning.




Speciella matningshjälpmedel

800.0852**Backventil, 25-p**

Består av ventilplatta och ventilmembran.
Passar till SoftCup och SpecialNeeds.

**820.7004****Skedblad till SoftCup, 5-p****810.7066****Låsring, 25-p**

Passar till SoftCup och SpecialNeeds.

**008.0027****FingerFeeder, 5-p**

För näringstillförsel med spruta.



En enkel start med Symphony Hub

Onlineguiden med all information om hur man använder Medela Symphony bröstpump



Fem gyllene regler om pumpning



Hitta rätt brösttrattstorlek



Montera pumpsetet



Hitta rätt program



Ställa in rätt program



Så ställer du in maximal komfortnivå för vakuum



Rengöra pumpsetet



Skaffa en hyrpump för hemmabruk



Därför är pumpning viktigt



Användbara nedladdningar och länkar



Skanna QR-koden eller gå till
medela.com/symphony-hub



Tips!

Symphony Hub finns
tillgänglig på olika språk

Medela Medical AB

Box 280
183 23 Täby

Tfn 08-588 03 200

order@medela.se
www.medela.se

medela 
THE SCIENCE OF CARE™